

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cgb7 Pour Wb, Elisa - P0Dn87

Numéro d'article: CM0029419

Introduction

Le CGB7 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre le CGB7 humain. Validé pour WB et ELISA, il présente une réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la grossesse et aux études sur l'hCG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGB7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	94027
Identifiant du gène	94027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-165 de la CGB7 humaine (NP_149133.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DN87
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace