

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cgb7 Pour Wb, Elisa - P0Dn87

Numéro d'article: CM0015221

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la sous-unité bêta 7 de la Choriogonadotropine humaine (CGB7). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction et sur la grossesse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CGB7
Remarques/Alias	CGB6 ; CG-bêta-a ; CGB7
Espèce	Humain
GeneID	94027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-165 de CGB7 humain (NP_149133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DN87
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace