

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cgpr Pour Wb, Elisa - P10092

Numéro d'article: CM0022807

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique au peptide 2 lié au gène de la calcitonine humain (CGPR/GRP2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Permet la recherche sur la vasodilatation, la neurobiologie et la signalisation des récepteurs GRP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CGPR
Remarques/Alias	CALC2 ; GRP2 ; GRP-II
Espèce	Humain
GeneID	797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-120 du CGPR humain (NP_000719.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10092
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace