

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cgref1 Pour Wb Et Elisa - Q99674

Numéro d'article: CM0015680

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CGREF1, un régulateur de la croissance cellulaire et une protéine d'adhésion. Convient pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le cancer et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGREF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CGR11 ; CGREF1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10669
GeneID	10669
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 200 de la protéine CGREF1 humaine (NP_006560.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q99674
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Pain de glace