

Anticorps Polyclonal Anti-Cgrp Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01258 / P06881

Numéro d'article: CM0030279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CGRP humain (peptide lié au gène de la calcitonine), adapté pour le WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du calcium et les neuropeptides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGRP pAb de Lapin
Remarques/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	796
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 49-128 du CGRP humain (NP_001029125.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01258/P06881
Poids protéique	13kDa/15kDa
Expédition	Sac de glace