

Anticorps Polyclonal Anti-Cgrrf1 Pour Wb, Elisa - Q99675

Numéro d'article: CM0019004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CGRRF1 humaine (CGR19/RNF197), validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Adapté aux études sur la régulation de la croissance cellulaire et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGRRF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CGR19; RNF197; CGRRF1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10668
ID du gène	10668
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-170 de la CGRRF1 humaine (NP_006559.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99675
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet de glace