

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chac1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bux1

Numéro d'article: CM0016797

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CHAC1 humaine. Convient pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte CHAC1, une enzyme pro-apoptotique impliquée dans la réponse aux protéines dépliées et la régulation de la voie Notch. Réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHAC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CHAC1
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	79094
ID du gène	79094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-222 de la CHAC1 humaine (NP_077016.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BUX1
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sachet de glace