

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chad Pour Wb, Elisa - O15335

Numéro d'article: CM0018674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine chondroadhérine (CHAD) humaine, adapté pour le western blot (WB) et l'ELISA. Utile pour l'étude de la biologie de la matrice extracellulaire cartilagineuse et des mécanismes d'adhésion des chondrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHAD Lapin pAb
Remarques/Alias	SLRR4A; CHAD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1101
GeneID	1101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-359 de la CHAD humaine (NP_001258.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15335
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace