

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Champ1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jm3

Numéro d'article: CM0013711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CHAMP1 validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA, à réaction croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur l'alignement des chromosomes mitotiques et les kinétochores.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHAMP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	283489
ID du gène	283489
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 563-812 de la protéine CHAMP1 humaine (NP_115812.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96JM3
Poids moléculaire de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace