

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chat Pour Wb, Elisa - P28329

Numéro d'article: CM0002727



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant la choline O-acétyltransférase humaine (ChAT). Validé pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le système cholinergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ChAT Rabbit mAb
Remarques / Alias	CMS6 ; CMS1A ; CMS1A2 ; CHOACTASE ; CHAT
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	1103
Identifiant génique	1103
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28329
Poids protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace