


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chat Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28329

Numéro d'article: CM0022648



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CHAT humain (Choline O-acétyltransférase), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. ~83kDa. Idéal pour les études sur la synapse cholinergique et les neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHAT Lapin pAb
Remarques/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1103
GeneID	1103
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du CHAT humain (NP_065574.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28329
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace