

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chchd1 Pour Wb Et Elisa - Q96Bp2

Numéro d'article: CM0022702



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CHCHD1 (protéine ribosomique mitochondriale mS37), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur les protéines mitochondriales et ribosomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHCHD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	118487
GeneID	118487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de la CHCHD1 humaine (NP_976043.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96BP2
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace