

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chchd3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nx63

Numéro d'article: CM0028786

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CHCHD3 humaine (MIC19/MINOS3). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche mitochondriale et les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHCHD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	54927
Identifiant génique	54927
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NX63
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace