

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chchd3 (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - Q9Nx63

Numéro d'article: CM0022857

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre le CHCHD3 humain (Mic19), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études du complexe MICOS mitochondrial et de la morphologie des crêtes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] CHCHD3 pAb de lapin
Remarques/Alias	Mic19 ; MINOS3 ; MICOS19 ; PPP1R22 ; D3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	54927
GenelD	54927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-227 du CHCHD3 humain (NP_060282.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NX63
Poids moléculaire protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace