


Anticorps Polyclonal Anti-Chchd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Numéro d'article: CM0018901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CHCHD4/MIA40 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de l'importation dans l'espace intermembranaire mitochondrial et du repliement des protéines sensibles aux conditions rédox ; réagit également avec le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHCHD4 Rabbit pAb
Remarques/alias	MIA40 ; TIMM40 ; CHCHD4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	131474
GeneID	131474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de CHCHD4 humain (NP_001091972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q8N4Q1
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Poche de glace