


Anticorps Polyclonal Anti-Chchd4 (Pab Lapin) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Numéro d'article: CM0014123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CHCHD4 humain (MIA40), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Convient pour l'étude de l'import des protéines mitochondriales et de l'assemblage de la chaîne respiratoire. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHCHD4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MIA40 ; TIMM40 ; CHCHD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	131474
GeneID	131474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 du CHCHD4 humain (NP_001091972.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N4Q1
Poids moléculaire protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace