


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chchd4 Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q8N4Q1

Numéro d'article: CM0012237



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CHCHD4 (MIA40), validé pour les applications WB, IHC, IF et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KD Validated] CHCHD4 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MIA40; TIMM40
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	131474
ID de Gène	131474
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de CHCHD4 humain (NP_001091972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N4Q1
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac glacé