

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chchd6 Pour Wb, Elisa - Q9Brq6

Numéro d'article: CM0017403

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CHCHD6 (sous-unité MIC25 du complexe MICOS), adapté pour WB et ELISA. Cible une protéine de la membrane interne mitochondriale cruciale pour l'architecture des jonctions des crêtes. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHCHD6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84303
ID de gène	84303
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-235 de la protéine humaine CHCHD6 (NP_115719.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BRQ6
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace