


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chchd7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Buk0

Numéro d'article: CM0023515



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CHCHD7 humain (COX23). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études de réarrangement chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHCHD7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	COX23 ; CHCHD7
Espèce	Humain
ID du gène	79145
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-97 du CHCHD7 humain (NP_077276.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BUK0
Poids protéique	10 kDa
Expédition	Sac de glace