

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chd1 Pour Wb, Elisa - O14646

Numéro d'article: CM0005326



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CHD1 validé pour WB et ELISA. Cible la protéine CHD1 humaine, un remodelateur de chromatine dépendant de l'ATP impliqué dans la transcription et l'épissage. Idéal pour la recherche en épigénétique et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CHD1
Remarques / Alias	CHD-1; PILBOS; CHD1
Espèce	humaine
GeneID	1105
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1510-1710 de la CHD1 humaine (NP_001261.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14646
Poids de la protéine	197 kDa
Expédition	Sac de glace