

Anticorps Polyclonal Anti-Chd2 Pour Wb, Elisa - 014647

Numéro d'article: CM0024747

Introduction

Validez la fonction de remodelage de la chromatine de CHD2 avec cet anticorps polyclonal de lapin, adapté pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et en myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHD2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	EEOC ; DEE94 ; CHD2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1106
ID du gène	1106
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-223 de CHD2 humain (NP_001036037.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14647
Poids moléculaire protéique	211 kDa
Expédition	Sac de glace