

Anticorps Polyclonal Anti-Chd2 Pour Wb, Elisa - O14647

Numéro d'article: CM0014021

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CHD2 validé pour WB et ELISA contre le CHD2 humain. Idéal pour les études de remodelage de la chromatine, de la myogenèse et de la régulation de la transcription dans les lignées cellulaires humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CHD2
Remarques/Alias	EEOC, DEE94, CHD2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1106
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1729 et 1828 du CHD2 humain (NP_001262.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14647
Poids moléculaire de la protéine	211kDa
Expédition	Sac de glace