

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chd3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12873

Numéro d'article: CM0007931

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CHD3 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte la CHD3 humaine, murine et de rat, un remodeleur de chromatine du complexe NuRD de 227 kDa impliqué dans la répression transcriptionnelle. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHD3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ZFH; Mi-2a; SNIBCP5; Mi2-ALPHA; CHD3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1107
GeneID	1107
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12873
Poids de la protéine	227 kDa
Expédition	Sachet de glace