

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chd3 Pour Wb, Elisa - Q12873

Numéro d'article: CM0023413

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CHD3 (Mi-2alpha), validé pour WB et ELISA. Pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et le complexe NuRD. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHD3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1107
GenelD	1107
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1900-2000 du CHD3 humain (NP_001005273.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12873
Poids de la protéine	227kDa
Expédition	Sac de glace