


Anticorps Polyclonal Anti-Chd4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14839

Numéro d'article: CM0016346



Introduction

Anticorps CHD4 polyclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études de remodelage de la chromatine et de réparation de l'ADN. Swiss-Prot : Q14839.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHD4 pAb Lapin
Remarques/Alias	CHD-4 ; Mi-2b ; SIHIWES ; Mi2-BETA ; CHD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1108
GeneID	1108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1520-1690 de CHD4 humain (NP_001264.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14839
Poids moléculaire protéique	218 kDa
Expédition	Sac de glace