

Anticorps Polyclonal Anti-Chd9 Pour Wb Et Elisa - Q3L8U1

Numéro d'article: CM0018320

Introduction

CHD9 pAb de lapin - validé pour WB et ELISA. Détecte la CHD9 humaine et de souris (poids moléculaire prévu de 326 kDa), un remodeleur de chromatine impliqué dans la régulation transcriptionnelle. Immunogène recombinant (aa 85-190). Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHD9 pAb de lapin
Remarques / Alias	AD013; CHD-9; CReMM; KISH2; PRIC320; CHD9
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	80205
ID du gène	80205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 85-190 de la CHD9 humaine (NP_079410.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q3L8U1
Poids de la protéine	326kDa
Expédition	Sac de glace