

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chdh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Numéro d'article: CM0019288

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CHDH humaine (choline déshydrogénase, mitochondriale). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, et détecte les espèces humaine, souris, rat. Convient pour l'étude du métabolisme de la choline, de l'autophagie mitochondriale et des voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CHDH
Remarques/Alias	CHDH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55349
GeneID	55349
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-594 de la CHDH humaine (NP_060867.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NE62
Poids moléculaire de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace