

Anticorps Polyclonal Anti-Chek2 Pour Wb, Elisa - Q9Z265

Numéro d'article: CM0020193

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine Chek2 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée humaine et murine. Idéal pour les études sur la réponse aux dommages à l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Chek2 Lapin
Remarques/Alias	CHK2 ; Cds1 ; Rad53 ; HUCDS1 ; Chek2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50883
GeneID	50883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 de la protéine Chek2 humaine. (NP_057890.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Z265
Poids moléculaire protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace