

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chémérine Pour Wb, Elisa - Q9Dd06

Numéro d'article: CM0030257

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Chémérine de souris (Rarres2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les adipokines, l'inflammation et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac pAb de Lapin Anti-Chémérine
Remarques/Alias	0610007L05Rik
Espèce	Souris
ID du Gène (Humain)	5919
ID du Gène	71660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-162 de la Chémérine de souris (NP_082128.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9DD06
Poids Moléculaire Protéique	18kDa
Expédition	Glacière