

Anticorps Polyclonal Anti-Cherp Pour Wb, Elisa - Q8lwx8

Numéro d'article: CM0030596

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CHERP validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine CHERP humaine, murine et de rat. Idéal pour les études sur l'homéostasie calcique et la fonction du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHERP Rabbit pAb
Remarques / Alias	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	10523
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 650 et 750 de la CHERP humaine (NP_006378.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IWX8
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace