

Anticorps Polyclonal Anti-Chga Pour Wb, Elisa - P10645

Numéro d'article: CM0020780



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CHGA validé pour WB et ELISA. Réagit avec la CHGA humaine et murine (51 kDa), une protéine de la famille des granines qui régule la sécrétion hormonale et l'immunité innée. Adapté à la recherche en neuroendocrinologie et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHGA Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGA; PHE5; PHES; CHGA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1113
Identifiant du gène	1113
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-380 de la CHGA humaine (NP_001266.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10645
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace