

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chgb Pour Wb, Elisa - P05060

Numéro d'article: CM0026563

Introduction

pAc de lapin CHGB (SCG1) pour WB et ELISA. Détecte la sécrétogranine-1 humaine et murine, une protéine des granules sécrétoires neuroendocrines. Convient pour la recherche sur la médullosurrénale, le phéochromocytome et les études de biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin CHGB
Remarques/Alias	SCG1; CHGB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1114
ID de gène	1114
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CHGB humaine (NP_001810.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05060
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace