

Anticorps Polyclonal Anti-Chi3L2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15782

Numéro d'article: CM0030523



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin CHI3L2 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la protéine 3-like de la chitinase 2 humaine (YKL-39), une lectine sécrétée fortement exprimée dans les chondrocytes, idéale pour les études de biologie du cartilage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CHI3L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1117
ID de Gène	1117
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-390 de CHI3L2 humain (NP_003991.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q15782
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace