


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chia Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzp6

Numéro d'article: CM0028254



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la chitinase acide de mammifère (CHIA) humaine pour les applications Western blot, IHC et ELISA. Convient pour la recherche sur le métabolisme de la chitine, l'immunité Th2 et l'asthme. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHIA Lapin pAb
Remarques/Alias	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27159
GeneID	27159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-368 de la CHIA humaine (NP_001244932.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZP6
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace