

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chicken IL12B Pour Wb Et Elisa - Q6X0K9

Numéro d'article: CM0023560

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Chicken IL12B validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'IL-12B du poulet (IL-12p40), une sous-unité cytokine sécrétée de 36 kDa. Idéal pour la recherche en immunologie aviaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Chicken IL12B
Remarques/Alias	IL-12B ; IL-12p40
Espèce	Gallus
GenelD	404671
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence d'acides aminés 21-315 de l'IL12B de poulet (NP_998736.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Gallus
SWISS	Q6X0K9
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace