

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chit1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13231

Numéro d'article: CM0019591



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CHIT1 humaine (chitotriosidase-1), adapté à la WB, à l'IHC-P et à l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la chitine et la défense immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHIT1 pAb de lapin
Remarques/alias	CHI3 ; CHIT ; CHITD ; CHIT1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1118
GenelD	1118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 217 à 466 de la CHIT1 humaine (NP_003456.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q13231
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac réfrigérant