


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0009279



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Chk1 de haute qualité pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit avec le Chk1 humain, une kinase de point de contrôle de 54 kDa impliquée dans la réponse aux dommages à l'ADN et la régulation du cycle cellulaire. Idéal pour les études en oncologie et sur l'intégrité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chk1 mAb lapin
Remarques/Alias	CHK1; CHEK1; Chk1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1111
ID de gène	1111
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Chk1 humain (O14757).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace