


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14757

Numéro d'article: CM0028010



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Chk1 validé en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le Chk1 humain, de souris et de rat (54 kDa). Idéal pour la recherche sur les points de contrôle du cycle cellulaire et la réparation des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chk1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHK1; Chk1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1111
ID de gène	1111
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-307 de Chk1 (NP_001265.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14757
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace