

Anticorps Polyclonal Anti-Chk2 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O96017

Numéro d'article: CM0016467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la kinase Chk2 (CHEK2) humaine, validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Idéal pour étudier la réponse aux dommages à l'ADN, les points de contrôle du cycle cellulaire et les voies de signalisation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb Chk2 de lapin
Remarques/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11200
ID du gène	11200
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la Chk2 humaine (NP_009125.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O96017
Poids moléculaire protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace