

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chm Pour Wb, Elisa - P24386

Numéro d'article: CM0009168

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CHM pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine 1 d'escorte Rab humaine (REP-1), essentielle pour la prénylation des protéines Rab. Convient pour l'analyse des protéines cytosoliques. - P24386

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CHM
Remarques/Alias	TCD ; GGTA ; REP-1 ; DXS540 ; HSD-32 ; CHM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1121
Identifiant du gène	1121
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CHM humain (P24386)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24386
Poids moléculaire de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace