

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chm Pour Wb, Elisa - P24386

Numéro d'article: CM0026931

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CHM humain (REP-1, protéine du choroidérémie). Immunogène recombinant (acides aminés 120-210). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Essentiel pour la recherche sur la géranylgéranlation des Rab et le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-CHM
Remarques/Alias	TCD ; GGTA ; REP-1 ; DXS540 ; HSD-32 ; CHM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1121
GeneID	1121
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-210 du CHM humain (NP_000381.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24386
Poids protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace