

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chml Pour Wb, If/Icc, Elisa - P26374

Numéro d'article: CM0024495

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CHML (REP2) humain, composant A de la Rab géranylgéranyltransférase, validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la prénylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHML Rabbit pAb
Remarques/Alias	REP2; CHML
Espèce	Humain
GeneID humain	1122
GeneID	1122
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de CHML humain (NP_001812.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P26374
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace