

Anticorps Polyclonal Anti-Chmp1A Pour Wb Et Elisa - Q9Hd42

Numéro d'article: CM0016060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CHMP1A, validé pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour les études sur le complexe ESCRT-III, la formation des corps multivésiculaires, la cytodierèse et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHMP1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5119
GeneID	5119
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-196 de CHMP1A humaine (NP_002759.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HD42
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace