


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chmp1B Pour Wb, Elisa - Q7Lbr1

Numéro d'article: CM0025625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CHMP1B pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Détecte le CHMP1B humain, murin et de rat, un composant clé d'ESCRT-III dans le tri endosomal et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHMP1B Lapin pAb
Remarques/Alias	Vps46B ; C10orf2 ; C18orf2 ; CHMP1.5 ; Vps46-2 ; C18-ORF2 ; hVps46-2 ; CHMP1B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57132
ID du gène	57132
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 du CHMP1B humain (NP_065145.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7LBR1
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace