


Anticorps Polyclonal Anti-Chmp2A Pour Wb, Elisa - O43633

Numéro d'article: CM0015028



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CHMP2A humain, un composant central de l'ESCRT-III. Convient pour les applications WB et ELISA. Idéal pour les études sur le tri endosomal, la cytokinèse et le bourgeonnement viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CHMP2A Lapin pAb
Remarques/Alias	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	27243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-222 du CHMP2A humain (NP_055268.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O43633
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace