

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chmp2B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

Numéro d'article: CM0003233



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CHMP2B validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. La cible est une protéine du complexe ESCRT-III impliquée dans le tri endosomal et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHMP2B Rabbit mAb
Remarques / Alias	DMT1 ; ALS17 ; VPS2B ; VPS2-2 ; CHMP2.5 ; FTDALS7 ; CHMP2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25978
GeneID	25978
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 114 et 213 de CHMP2B humain (Q9UQN3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQN3
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sachet de glace