

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chmp4B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H444

Numéro d'article: CM0027374



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CHMP4B (VPS32B), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour les études du complexe ESCRT-III dans la formation des corps multivésiculaires, la cytokinèse et la recherche en virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	CHMP4B pAb de Lapin
Remarques/Alias	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	128866
GeneID	128866
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H444
Poids protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace