


Anticorps Polyclonal Anti-Chmp6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fz7

Numéro d'article: CM0029974



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CHMP6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; détecte le CHMP6 humain et murin, un composant du complexe ESCRT-III impliqué dans le tri endosomal et la formation des MVB. Idéal pour la recherche sur le trafic membranaire et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CHMP6
Remarques/Alias	VPS20 ; CHMP6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79643
ID de gène	79643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-200 du CHMP6 humain (NP_078867.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96FZ7
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace