

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chn1 Pour Wb Et Elisa - P15882

Numéro d'article: CM0025682



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CHN1 validé pour le Western blot et l'ELISA, réagissant avec l'Humain, la Souris et le Rat. Élevé contre la protéine CHN1 recombinante, idéal pour étudier le développement neuronal et la guidage axonal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHN1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
Espèce	Humain
GeneID	1123
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de CHN1 humain (NP_001813.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15882
Poids protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace