

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chodl Pour Wb, Elisa - Q9H9P2

Numéro d'article: CM0020876

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CHODL humain (chondrolectine) pour les applications WB et ELISA. Détecte les isoformes de souris et de rat. Convient aux recherches sur la croissance des neurites, le guidage axonal et le développement du système nerveux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHODL pAb de lapin
Remarques/Alias	MT75 ; PRED12 ; C21orf68 ; CHODL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	140578
GeneID	140578
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-210 du CHODL humain (NP_001191103.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H9P2
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace